

NUEVO SP4.0

Mejora tu fuerza muscular, optimiza tu rehabilitación, relaja y recupera más rápido.

Además de todas las características básicas de electroestimulación, SP 4.0 también ofrece programas de rehabilitación que pueden ayudar a aquellos deportistas que padecen lesiones deportivas y que practican su actividad 3 veces por semana

Público

Para deportistas activos, que practican su deporte 3 veces por semana.

Producto +



MI-SCAN

Escanea el músculo y automáticamente ajusta los parámetros del electroestimulador a tu fisiología.

MI-TENS

Facilita el ajuste de los niveles de estimulación en los programas anti-dolor para asegurar unos resultados óptimos.

MI-RANGE

Indica el nivel óptimo de estimulación durante la realización de los programas de Recuperación y Masaje.

Categoría de programas

Preparación física:

Resistencia • Fuerza resistencia • Fuerza • Fuerza explosiva • Cross training • Estabilización core • Hipertrofia • Musculación • Calentamiento • Capilarización

Recuperación/Masaje:

Recuperación entrenamiento • Recuperación post-competición • Masaje relajante • Disminución agujetas • Masaje regenerativo

Anti-dolor:

Anti-dolor TENS • Descontracturante • Dolor muscular • Dolor cervical • Dolor lumbar • Tendinitis • Piernas pesadas • Prevención calambres

Rehabilitación:

Amiotrofia • Fortalecimiento

Fitness:

Reafirmar brazos • Tonificar muslos • Fortalecer abdomen • Definir abdominales • Esculpir glúteos



Contenido de Set

Estimulador
Set de 4 cables Snap
Cable MI-Sensor
Cargador
Clip de cinturón
2 bolsas de electrodos Snap 5x10 cm
2 bolsas de electrodos Snap 5x5 cm
Bolsa de transporte
Manual de instrucciones

Características técnicas

Tecnología	Cables
Número de canales	4
Potencia	120mA, 150Hz, 400us
Garantía	2 años + 1 adicional*

*+1 año de garantía si te registras en nuestra web

Referencia

2536116 SET SP4.0 MULTILINGUAL EU PLUG
2536660 SET SP4.0 MULTILINGUAL US PLUG
2536960 SET SP4.0 MULTILINGUAL UK PLUG
2536120 SET SP4.0 MULTILINGUAL AUS PLUG

Código EAN

7640109600218

Peso neto del set

1.3 kg

Medidas del set

27.2 x 17.5 x 12 cm



Compex®

Your intelligent training partner