

MULETAS KMINA

MULETA

REF: KMINA_N_A_N

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES USUARIOS

ALTURA DE USUARIO 150-185 cm. Se regula la altura de la muleta y la longitud del antebrazo entre 150 y 185 cm.

PESO DE USUARIO 100 kg. Homologadas para un peso máximo de 100 kg.

ESPECIFICACIONES MULETAS KMINA

B₁ INCLINACIÓN ANTEBRAZO 30°. Inclinación necesaria para liberar un mínimo del 50% del peso que soportan las manos y muñecas.


B₂ INCLINACIÓN MANO 100°. Inclinación que mantiene la ergonomía de la mano.

h₁ ALTURA MULETA 96-121 cm. 17 regulaciones, una regulación cada 1,5 cm.

h₂ LONGITUD ANTEBRAZO 20-34 cm. 10 regulaciones, una regulación cada 1,5 cm.

PESO MULETA 0,996 kg. La sensación de peso es igual a la de una muleta convencional, ya que se reparte el peso entre 2 apoyos de sujeción.

MATERIAL ESTRUCTURA Aluminio anodizado color negro: ligero y resistente.



ACCESORIOS

CONTERA

REF: CONT_A



Diámetro de base 80 mm


COLOR ● MATERIAL 100% caucho natural

ACOLCHADO

REF: ACOL_N ● / ACOL_V ● / ACOL_A ●



Grosor 8 mm



COLOR ●●● MATERIAL Neopreno, nylon y velcro

EMPUÑADURA

REF: EMPU_N



Longitud 130 mm

COLOR ● MATERIAL Gomaespuma

CINTA

REF: CINT_N



COLOR ● MATERIAL Plástico flexible